

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Flad1 Для Wb, Elisa - Q8Nff5

Артикул: CM0013160



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого FLAD1 (FAD-синтаза/дифосфатаза), валидированное для WB и ELISA. Обнаруживает эндогенные уровни белка FLAD1 размером около 65 кДа в образцах человека и мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FLAD1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	FAD1; FADS; PP591; LSMFLAD; FLAD1
Вид	Человек
Идентификатор гена	80308
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 388-587 человеческого FLAD1 (NP_079483.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q8NFF5
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом