


Кроличья Моноклональная Антитело Против Flap Для Вб, Ифа — P20292

Артикул: CM0002168



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого FLAP (активирующий белок арахидонат-5-липоксигеназы) для методов Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидировано для исследований биосинтеза лейкотриенов и воспаления. Реактивность по видам: человек. Молекулярная масса белка: 18 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональные антитела к FLAP
Примечания/Алиас	FLAP
Вид	Человек
GeneID	241 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 62-161 человеческого FLAP (P20292)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P20292
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Айс-бокс