

Поликлональные Антитела Против Flcn Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q8Nfg4

Артикул: CM0025595



введение

Кроличьи поликлональные антитела против FLCN, валидированные для WB и ELISA, нацеленные на человеческий фолликулин (64 кДа, SWISS Q8NFG4). Идеально подходят для исследований сигнального пути mTORC1, онкологии и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FLCN Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	BHD; FLCN; DENND8B; FLCN
Вид	Человек
ID гена	201163
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 341-579 человеческого FLCN (NP_659434.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8NFG4
Молекулярный вес белка	64kDa
Доставка	Сумка со льдом