

Кроличье Поликлональное Антитело Против Flcn Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q8Nfg4

Артикул: CM0012938



введение

Кроличье поликлональное антитело FLCN, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA; реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигналинга mTORC1, аутофагии и исследований синдрома Бёрта-Хогга-Дьюба.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против FLCN
Примечания/Альтернативные названия	BND; FLCL; DENND8B; FLCN
Вид	Человек
GeneID	201163
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 341-579 человеческого FLCN (NP_659434.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NFG4
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом