

Антитело Кролика Против Flg (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P20930

Артикул: CM0022028



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против FLG, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Взаимодействует с филаггрином человека, мыши и крысы — ключевым белком дифференцировки эпидермиса. Идеально подходит для исследований биологии кожи и кератинизации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против FLG
Примечания / Псевдоним	FLG1; ATOD2; FLG-1; FLG
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2312
ID гена	2312
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-92 человеческого FLG (NP_002007.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20930
Молекулярный вес белка	435 кДа
Доставка	Сумка со льдом