

Кроличыи Поликлональные Антитела К FLI1 Для Вб, Ип, Ифа — Q01543

Артикул: CM0029524



введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому FLI1 (EWSR2, FLI-1), валидированные для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА. Распознают FLI1 в образцах человека и мыши. Идеально подходят для исследований регуляции транскрипции и онкогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FLI1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	EWSR2, FLI-1, SIC-1, BDPLT21, FLI1
Вид	Человек
ID гена (человек)	2313
ID гена	2313
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-100 человеческого FLI1 (NP_002008.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q01543
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	С охлаждающим элементом