

## Моноклональное Антитело Против Флотиллина-1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх (П), Ифа - O75955

Артикул: CM0012137



### введение

Валидированное на нокауте кроличье моноклональное антитело против Флотиллина-1 для Вестерн-блоттинга, ИГХ (П), ИФА. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Нацелено на белок каркаса кавеол FLOT1 (O75955). Идеально подходит для исследований мембранных рафтов, эндосом и кавеол.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | [Валидировано на КО] Флотиллин 1, кроличье мАт                                                                                               |
| Примечания/Псевдоним      | FLOT1; флотиллин-1; Флотиллин 1                                                                                                              |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                      |
| GeneID (Человек)          | 10211                                                                                                                                        |
| GeneID                    | 10211                                                                                                                                        |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 155-427 человеческого Флотиллина 1 (NP_005794.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                       |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                      |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                         |
| SWISS                     | O75955                                                                                                                                       |
| Молекулярная масса белка  | 47 кДа                                                                                                                                       |
| Доставка                  | В ледяном пакете                                                                                                                             |