

Поликлональные Антитела Против Флотиллина-1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa — O75955

Артикул: CM0030451



введение

Кроличьи поликлональные антитела к Флотиллину-1, валидированные для применения в WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Обнаруживают Флотиллин-1 человека, мыши и крысы (47 кДа). Идеально подходят для исследований кавеол и мембранных рафтов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано нокаутом] Поликлональные кроличьи антитела к Флотиллину 1
Примечания/Синонимы	FLOT1
Вид	Человек
ИД гена	10211
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 155-427 человеческого Флотиллина 1 (NP_005794.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75955
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Сумка-холодильник