

Поликлональные Кроличьи Антитела Anti-Flowering Locus C (Flc) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9S7Q7

Артикул: CM0023171

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против FLOWERING LOCUS C (FLC) *Arabidopsis thaliana* — ключевого репрессора цветения. Валидированы для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Иммуноген — рекомбинантный белок.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FLC Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	AGAMOUS-like 25; AGL25; FLF; FLOWERING LOCUS C; FLOWERING LOCUS F; MADS-боксный белок FLOWERING LOCUS F; REDUCED STEM BRANCHING 6; RSB6; T31P16.130; T31P16_130; FLC
Вид	<i>Arabidopsis thaliana</i>
GeneID	830878
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-196 FLC <i>Arabidopsis thaliana</i> (NP_196576.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	<i>Arabidopsis thaliana</i>
SWISS	Q9S7Q7
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Хладопакет