

Поликлональные Антитела К Flowering Locus T (Ft) Для Wb, Elisa - Q9Sxz2

Артикул: CM0022652



введение

Кроличьи поликлональные антитела к FLOWERING LOCUS T (FT) *Arabidopsis thaliana*, валидированные для методов WB и ELISA. Идеально подходят для изучения флоригенной сигнализации и регуляции времени цветения в исследованиях развития растений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FT Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	F5I14.3; F5I14_3; FLOWERING LOCUS T; REDUCED STEM BRANCHING 8; RSB8; FT
Вид	<i>Arabidopsis thaliana</i>
GeneID	842859
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 70-150 FT <i>Arabidopsis thaliana</i> (NP_176726.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	<i>Arabidopsis thaliana</i>
SWISS	Q9SXZ2
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет