


Поликлональное Антитело Anti-Flt3 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P36888

Артикул: CM0018473



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий FLT3 (CD135/FLK2/STK1), валидированное для WB, IHC-P и ELISA у человека, мыши и крысы. Подходит для онкологических и гематологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FLT3 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	FLK2; STK1; CD135; FLK-2; FLT3
Вид	Человек
ID гена	2322
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 701-800 человеческого FLT3 (NP_004110.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P36888
Молекулярная масса белка	113 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом