


Моноклональное Антитело Против Flt3/Cd135 Для Проточной Цитометрии И Ифа - P36888

Артикул: CM0006531



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого Flt3/CD135, валидированное для проточной цитометрии и ИФА. Обнаруживает рецепторную тирозинкиназу FLT3, играющую ключевую роль в гемопоэтической дифференцировке и лейкемогенезе. Реагирует с образцами человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против Flt3/CD135
Примечания/Псевдоним	FLK2; STK1; CD135; FLK-2; Flt3/CD135
Вид	Человек
GeneID	2322
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-163 человеческого Flt3/CD135 (NP_004110.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P36888
Молекулярный вес белка	108 кДа/113 кДа
Доставка	С ледяным пакетом