

Кроличья Поликлональная Антитело Против Flvr2 Для ВБ И Ифа — Q9UpI3

Артикул: CM0029402



введение

Кроличья поликлональная антитело против FLVCR2, валидированная для ВБ и ИФА. Распознает FLVCR2 человека и мыши (CCT/SLC49A2) — транспортёр холина/этанолamina и гема, критически важный для функции гематоэнцефалического барьера и митохондриального термогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FLVCR2 Rabbit pAb
Примечания/Альясы	CCT; EPV; PVNH; MFSD7C; SLC49A2; C14orf58; FLVCRL14q; FLVCR2
Вид	Человек
GeneID (человек)	55640
GeneID	55640
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 1-100 FLVCR2 человека (NP_060261.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UpI3
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Холодильный пакет