

Поликлональное Антитело Anti-Flywch2 Для Wb, Elisa — Q96Cp2

Артикул: CM0021300

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого FLYWCH2, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Идеально подходит для изучения путей, связанных с фосфопротеинами, и протеомных исследований. Доставка в пакете со льдом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к FLYWCH2
Примечания/синоним	FLYWCH2
Вид	Человек
GeneID (человек)	114984
GeneID	114984
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 51-140 человеческого FLYWCH2 (NP_612448.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q96CP2
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Пакет со льдом