

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Fmo1 Для Wb, If-P, Elisa - Q01740

Артикул: CM0024494

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческой флавинсодержащей монооксигеназы 1 (FMO1). Валидированы для WB, IF-P, ELISA с перекрестной реактивностью на человека и крыс. Идеально подходят для изучения метаболизма ксенобиотиков и синтеза таурина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FMO1 Кролик pAb
Примечания/Псевдоним	FMO1; флавинсодержащая монооксигеназа 1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2326
GeneID	2326
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 371-470 человеческого FMO1 (NP_002012.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q01740
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка со льдом