

Кроличыи Моноклональные Антитела К Fmo3 Для Wb, If-P, Elisa - P31513

Артикул: CM0003470

введение

Кроличыи моноклональные антитела против человеческого FMO3, валидированные для WB, IF-P и ELISA. Подходят для изучения метаболизма лекарственных препаратов в печени и производства триметиламин-N-оксида в образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FMO3 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	TMAU; FMOII; dj127D3.1; FMO3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2328
GeneID	2328
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-400 человеческого FMO3 (P31513).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31513
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка со льдом