

Моноклональное Антитело Против Fmrp Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q06787

Артикул: CM0004303



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого FMRP, валидированное для вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Реагирует с белком человека, мыши и крысы. Подходит для исследований синдрома ломкой X-хромосомы и синаптической пластичности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FMRP Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	POF, FMRP, POF1, FRAXA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2332
GeneID	2332
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого FMRP (Q06787).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q06787
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом