

Поликлональное Антитело К Fmrp Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q06787

Артикул: CM0027197



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на FMRP (хрупкий X-хромосомный белок, связывающийся с матричной РНК 1). Валидировано для Вестерн1-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований нейронального развития и синаптической пластичности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FMRP Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	POF; FMRP; POF1; FRAXA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2332
GeneID	2332
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 500-600 белка FMRP человека (NP_002015.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q06787
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом