

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Fn3Krp Для Wb, Elisa - Q9Ha64

Артикул: CM0015347

введение

Поликлональное кроличье антитело, направленное против FN3KRP, для детекции методом WB и ELISA у человека, мыши и крысы. Исследуйте пути дегликации белков с помощью надежного исследовательского реагента — кетозамин-3-киназы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FN3KRP Rabbit pAb
Примечания/синоним	FN3KL; FN3KRP
Вид	Человек
ID гена	79672
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-309 человеческого FN3KRP (NP_078895.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9HA64
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом