

Поликлональное Антитело Anti-Fndc4 Для Wb, Elisa — Q9H6D8

Артикул: CM0018325

введение

Данное кроличье поликлональное антитело к FNDC4 выявляет FNDC4 человека, мыши и крысы и валидировано для WB и ELISA. Подходит для изучения воспаления, чувствительности к инсулину и биологии жировой ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к FNDC4
Примечания/синоним	FRCP1; FNDC4
Вид	Человек
GeneID (человек)	64838
GeneID	64838
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 45–167 человеческого FNDC4 (NP_073734.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H6D8
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Пакет со льдом