

Кроличье Поликлональное Антитело Против Fndc4 Для Ihc-P/Elisa - Q9H6D8

Артикул: CM0024588

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого FNDC4 (белок, содержащий домен фибронектина III типа 4), валидированное для IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально для исследований воспаления, толерантности к глюкозе и биологии жировой ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	FNDC4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	FRCP1; FNDC4
Вид	Человек
ID гена	64838
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 45-167 человеческого FNDC4 (NP_073734.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9H6D8
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом