

Кроличья Поликлональная Антитела Против Fndc5 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Nau1

Артикул: CM0023092



введение

Кроличьи поликлональные антитела против FNDC5, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с белком человека, крысы. Нацелены на белок, содержащий домен фибронектина III типа 5 (иризин), ключевой гормон, индуцируемый физической нагрузкой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против FNDC5
Примечания/Алиасы	FRCP2; иризин; FNDC5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	252995
GeneID	252995
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 113-212 белка FNDC5 человека (NP_715637.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q8NAU1
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом