

Поликлональное Антитело Против Fnta Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P49354

Артикул: CM0024724



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого FNTA, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Мишень участвует в пренилировании белков, актуальна для исследований рака и нервно-мышечных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FNTA Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	FPTA, PTAR2, PGGT1A, FNTA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2339
GeneID	2339
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 280-379 человеческого FNTA (NP_002018.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49354
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	В пакете со льдом