

## Поликлональные Кроличьи Антитела Против Fntb Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P49356

Артикул: CM0020667



### введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого FNTB, валидированные для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Распознают FNTB человека, мыши и крысы — фарнезилтрансферазу, играющую ключевую роль в пренилировании белков и передаче сигналов в клетке.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | FNTB кроличьи поликлональные антитела                                                                         |
| Примечания/синонимы       | FPTB; FNTB                                                                                                    |
| Вид антитела реагирует с  | Человек                                                                                                       |
| ID гена                   | 2342                                                                                                          |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-120 человеческого FNTB (NP_002019.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                        |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                       |
| Применение                | Вестерн-блоттинг (WB), иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA)                                                   |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                          |
| SWISS                     | P49356                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка  | 49 кДа                                                                                                        |
| Условия доставки          | С хладагентирующим пакетом                                                                                    |