

Кроличий Поликлональный Антитело К Белку, Связывающему Фолат (Folr1), Для Wb - P15328

Артикул: CM0023521



введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческого FOLR1 (альфа-рецептор фолиевой кислоты) для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Валидировано на человеке, мыши, крысе. Идеально подходит для изучения рака и метаболизма фолатов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Folate Binding Protein(FBP) / FOLR1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FBP; FOLR; NCFTD; FRalpha; Folate Binding Protein(FBP) / FOLR1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2348
ID гена	2348
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15328
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумка со льдом