

Поликлональное Антитело Против Fopnl Для Вб, Ифа - Q96Nb1

Артикул: CM0024205

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против FOPNL (центросомного белка 20), для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Валидировано для образцов человека и мыши, идеально подходит для исследования ресничек и центросом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FOPNL Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	FOPNL; FOR20; C16orf63; PHSECRG2
Вид	Человек
ID гена (человек)	123811
ID гена	123811
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-100 человеческого FOPNL (NP_653201.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96NB1
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	Холодильный пакет