


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Fos Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P01100

Артикул: CM0024104



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на c-Fos (субъединицу транскрипционного фактора AP-1). Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Подходит для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА; идеально для исследований передачи сигналов, пролиферации и дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FOS Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	p55; AP-1; C-FOS; FOS
Видовая реактивность	Человек, Мышь, Крыса
GeneID (Человек)	2353
GeneID	2353
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 белка FOS человека (NP_005243.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01100
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом