


Кроличья Поликлональная Антитело К Fosb Для Wb, Ihc-P, Elisa — P53539

Артикул: CM0016835



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого FOSB, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Идеально подходит для изучения функций транскрипционного фактора AP-1 в регуляции нуклеосомных энхансеров и нейрогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FOSB Кроличье pAb
Примечания/синонимы	AP-1; G0S3; G0S3; G0SB; FOSB
Вид реагирования	Человек
GeneID (человек)	2354
GeneID	2354
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого FOSB (NP_006723.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P53539
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Холодовой пакет