

Анти-Fosl1 (Проверено Методом Kd) Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P15407

Артикул: CM0024682

введение

Проверенные методом KD поликлональные антитела кролика против человеческого FOSL1 (FRA1) для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Получены с платформы IVD-сырья CamelBio «все в одном», эти антитела обнаруживают полосу ~29 кДа. Swiss-Prot: P15407.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено KD] FOSL1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	FRA; FRA1; fra-1; [Проверено KD] FOSL1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8061
GeneID	8061
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого FOSL1 (NP_005429.1?).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15407
Молекулярный вес белка	29 кДа
Доставка	С ледяным пакетом