

Кроличьи Поликлональные Антитела Против Foxa1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P55317

Артикул: CM0024426



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого FOXA1 (HNF3A/TCF3A), валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышиным и крысиным гомологами. Идеально подходит для изучения функции пионерных факторов и сигнализации гормональных рецепторов в исследованиях развития и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FOXA1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альясы	HNF3A, TCF3A, FOXA1
Вид антигена	Человек
GeneID (человек)	3169
GeneID	3169
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 263-472 человеческого FOXA1 (NP_004487.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55317
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом