

Поликлональное Антитело К Foxc1 Для Вестерн Блоттинга, Ифа - Q12948

Артикул: CM0025947

введение

Кролиچه поликлональное антитело к FOXC1, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для изучения функции транскрипционного фактора в исследованиях развития, рака и офтальмологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролиچه pAb к FOXC1
Примечания/Альтернативные названия	ARA; IGDA; IHG1; ASGD3; FKHL7; IRID1; RIEG3; FREAC3; FREAC-3; FOXC1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2296
GeneID	2296
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 404-553 белка FOXC1 человека (NP_001444.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12948
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом