

Поликлональные Антитела Кролика Против Foxd1 Для Вестерн-Блота, Ифа — Q16676

Артикул: CM0024554

введение

Поликлональные антитела кролика к человеческому FOXD1, валидированные для Вестерн-блота и ИФА. Реагируют перекрестно с белками мыши и крысы. Подходят для исследований транскрипционных факторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные антитела кролика к FOXD1
Примечания/алиасы	FKHL8; FREAC4; FREAC-4; FOXD1
Вид	Человек
ID гена (человек)	2297
ID гена	2297
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого белка FOXD1 (NP_004463.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16676
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	Холодовой пакет