

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Foxj1 Для Wb, Ip, Elisa — Q92949

Артикул: CM0020071

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого FOXJ1 — транскрипционного фактора, необходимого для формирования подвижных ресничек. Валидировано для применения в WB, IP и ELISA; обладает перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований цилиопатий и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FOXJ1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	HFH4; HFH-4; CILD43; FKHL13; FOXJ1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2302
GeneID	2302
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–421 человеческого FOXJ1. (NP_001445.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q92949
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом