

Кроличьи Поликлональные Антитела Против Foxk1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P85037

Артикул: CM0014534



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого FOXK1, валидированные для WB и ELISA. FOXK1 — это фактор транскрипции семейства forkhead, регулирующий метаболизм глюкозы, дифференцировку мышц и аутофагию. Подходит для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FOXK1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FOXK1L; FOXK1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	221937
ID гена	221937
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 600-733 человеческого FOXK1 (NP_001032242.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P85037
Молекулярный вес белка	75кДа
Доставка	В ледяном пакете