

Анти-Foxk2 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q01167

Артикул: CM0016682



введение

Кроличья поликлональная антитело (pAb) против FOXK2 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает FOXK2 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований регуляции транскрипции, метаболизма и аутофагии. SWISS: Q01167.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FOXK2 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	ILF; ILF1; ILF-1; nGTBP; FOXK2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3607
GeneID	3607
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 360-430 человеческого FOXK2 (NP_004505.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01167
Молекулярный вес белка	69кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент