

Поликлональное Антитело Против Foxm1 Для Wb, If-P, Elisa — Q08050

Артикул: CM0019755



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к FOXM1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на препаратах (IF-P) и ИФА (ELISA). Обнаруживает FOXM1 человека, мыши и крысы. Иммуноген — рекомбинантный фрагмент, соответствующий аминокислотам 29–128 FOXM1 человека. Идеально подходит для исследований клеточного цикла, репарации ДНК и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FOXМ1 кроличье пАб
Примечания/алиасы	MPP2; HFN11; HNF-3; INS-1; MPP-2; PIG29; FKHL16; FOXM1A; FOXM1B; FOXM1C; HFN-11; TRIDENT; MPHOSPH2; FOXM1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2305
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 29-128 FOXM1 человека (NP_068772.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q08050
Молекулярная масса белка	84 кДа
Доставка	Холодильный пакет