

Моноклональное Антитело Против Foxn2 Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P32314

Артикул: CM0006404

введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому FOXN2 (Forkhead box protein N2) для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Валидировано методом нокаута, распознает человеческий FOXN2. Подходит для исследований связывания с LTR HTLV-I.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано нокаутом] Моноклональное антитело кролика к FOXN2
Примечания / Синонимы	HTLF; N2
Вид	Человек
ID гена (человек)	3344
ID гена	3344
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 204–431 человеческого FOXN2 (NP_002149.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32314
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Холодильный пакет