

Кроличья Поликлональная Антитело К Foxn2 Для If/Icc, Ифа - P32314

Артикул: CM0029819

введение

Кроличья поликлональная антитело к FOXN2, валидированная для применения в IF/ICC и ИФА. Реагирует с человеческим FOXN2 — фактором транскрипции, связывающим LTR HTLV-I. Идеально подходит для исследований регуляции вирусных генов, контроля транскрипции и биологии семейства FOX.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FOXN2 Кроличья pAb
Примечания/Альтернативные названия	HTLF; FOXN2
Вид реактивности	Человек
ID гена (человек)	3344
ID гена	3344
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 172-431 человеческого FOXN2 (NP_002149.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32314
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающими элементами