

## Поликлональное Антитело Кролика Против Foxn2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P32314

Артикул: CM0028312

### введение

Поликлональное антитело кролика к FOXN2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с FOXN2 человека и мыши (HTLF) — фактором транскрипции, связывающим LTR HTLV-I. Подходит для исследований хроматиновой и вирусной транскрипции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Поликлональное антитело кролика к FOXN2                                                                             |
| Примечания/Алиасы         | HTLF; FOXN2                                                                                                         |
| Вид                       | Человек                                                                                                             |
| ID гена                   | 3344                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 172-431 человеческого FOXN2 (NP_002149.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                             |
| Применение                | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА                                                                                          |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                                       |
| SWISS                     | P32314                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка  | 47кДа                                                                                                               |
| Доставка                  | Айс-пак                                                                                                             |