

## Поликлональное Антитело Anti-Foxn3 Для Wb И Elisa - 000409

Артикул: CM0015177



### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против FOXN3, транскрипционного репрессора, участвующего в контрольных точках повреждения ДНК. Валидировано для WB и ELISA, обладает перекрёстной реактивностью с мышью. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и повреждения ДНК.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье поликлональное антитело к FOXN3                                                                                                                  |
| Примечания/синонимы       | CHES1; PRO1635; C14orf116; FOXN3                                                                                                                          |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                   |
| GeneID (человек)          | 1112                                                                                                                                                      |
| GeneID                    | 1112                                                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 269–468 человеческого FOXN3 (NP_005188.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                    |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                   |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                                 |
| Перекрёстная реактивность | Мышь                                                                                                                                                      |
| SWISS                     | 000409                                                                                                                                                    |
| Молекулярная масса белка  | 54 кДа                                                                                                                                                    |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                                            |