

Кроличья Поликлональная Антитело Против Foxo1 Для Вб, Иф/Икц, Ифа - Q12778

Артикул: CM0030287



введение

Кроличья поликлональная антитела против FOXO1 (FKHR), валидированная для Вестерн-блота, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ИФА в образцах человека, мыши, крысы и обезьяны. Идеально подходит для исследований в области диабета, метаболизма и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FOXO1 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	FKH1, FKHR, FOXO1A, FOXO1
Вид	Человек
ID гена (человек)	2308
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 340-580 человеческого FOXO1 (NP_002006.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Обезьяна
SWISS	Q12778
Молекулярная масса белка	70 кДа
Доставка	Холодовой пакет