

Поликлональное Антитело Против Foxo1/Foxo3A/Foxo4 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q12778 / O43524 / P98177

Артикул: CM0020869



введение

Кроличье поликлональное антитело, распознающее FOXO1, FOXO3A и FOXO4; подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА с образцами человека, мыши и крысы. Идеально для исследований метаболизма, апоптоза и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FOXO1/FOXO3A/FOXO4 Кроличье pAb
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2308/2309/4303
GeneID	2308/2309/4303
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический пептид человеческого FOXO1/FOXO3A/FOXO4 (NP_002006.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12778/O43524/P98177
Доставка	В пакете со льдом