

Поликлональное Антитело К Foxo3A Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Ифа - Q9Wvh4

Артикул: CM0025304

введение

Кроличье поликлональное антитело к FOXO3A детектирует белок FOXO3A мыши и крысы. Подходит для применения в вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах и ИФА в исследованиях апоптоза, аутофагии и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к FOXO3A
Примечания/Альтернативные названия	Fkhr2; FKHL1; Foxo3a; 1110048B16Rik; 2010203A17Rik
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	2309
GeneID	56484
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 371-470 белка FOXO3A мыши (NP_062714.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9WVH4
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом