

Кроличье Моноклональное Антитело Против Foxo3A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O43524

Артикул: CM0012000



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на FOXO3A, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека и мыши. Распознает белок массой 71 кДа; детектирует эндогенные уровни. Идеально для исследований апоптоза, аутофагии и окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FOXO3A Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	FOXO2; AF6q21; FKHL1; FOXO3A; FKHL1P2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2309
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 574-673 белка FOXO3A человека (NP_001446.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O43524
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом