

Анти-Foxo3A Кроличьи Поликлональные Антитела Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - Q9Wvh4

Артикул: CM0017291

введение

Кроличьи поликлональные антитела против мышиногo FOXO3A, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагируют с человеческим и крысиным белками. Идеальны для исследований апоптоза, аутофагии и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FOXO3A Кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	Fkhr2, FKHL1, Foxo3a, 1110048B16Rik, 2010203A17Rik, FOXO3A
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	2309
GeneID	56484
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 558-635 мышиногo FOXO3A (NP_062714.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9WVH4
Молекулярный вес белка	71кДа
Доставка	Сумка-холодильник