

Моноклональные Антитела Anti-Foxp1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q9H334

Артикул: CM0006847



введение

Кроличьи моноклональные антитела к FOXP1, валидированные для WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA. Взаимодействуют с FOXP1 человека, мыши и крысы. Подходят для исследований регуляции транскрипции, развития В-клеток и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FOXP1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	MFH; QRF1; 12CC4; hFKH1B; HSPC215; FOXP1
Вид	Человек
GeneID	27086
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 550-677 человеческого FOXP1 (NP_116071.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H334
Молекулярный вес белка	75кДа
Доставка	С ледяным пакетом