

Поликлональные Антитела Anti-Foxp2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O15409

Артикул: CM0030570



введение

Кроличьи поликлональные антитела к FOXP2, валидированные для WB и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Нацелены на белок forkhead box P2, участвующий в развитии речи и языка. Подходят для исследований легочного эпителия и нервной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FOXP2 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	SPCH1; CAGH44; TNRC10; FOXP2
Вид	Человек
GeneID (человек)	93986
GeneID	93986
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 590-715 человеческого FOXP2 (NP_055306.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15409
Молекулярный вес белка	80кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент