


Поликлональное Антитело Против Foxp3 Для Вб, Ифа — Q99Jb6

Артикул: CM0028464



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против мышиногo FOXP3, валидировано для вестерн-блота и ИФА. FOXP3 необходим для развития регуляторных Т-клеток и поддержания иммунного гомеостаза, поэтому это антитело подходит для исследований в области иммунологии и аутоиммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FOXP3 кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	sf; JM2; scurfín
Вид	Мышь
ID гена (человек)	50943
ID гена	20371
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 мышиногo FOXP3 (NP_473380.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q99JB6
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Холодильный пакет