

Кроличья Поликлональная Антитело Против Foxp3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9Bzs1

Артикул: CM0018197



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого FOXP3, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с крысиным белком. Идеально подходит для исследований биологии регуляторных Т-клеток, иммунного гомеостаза и заболевания IPeX.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FOXP3 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	JM2; AIID; IPeX; PIDX; XPID; DIETER; FOXP3
Вид	Человек
GeneID (человек)	50943
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 70-180 человеческого FOXP3 (NP_054728.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q9BZS1
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Айс-блок