

Анти-Foxq1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Ihc-P, Elisa - Q9C009

Артикул: CM0021224

введение

Кроличья поликлональная антитело против FOXQ1 предназначено для применения в методах IHC-P и ELISA. Оно нацелено на человеческий FOXQ1, фактор транскрипции, участвующий в дифференцировке волосяных фолликулов. Идеально подходит для исследований в дерматологии и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FOXQ1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FOXQ1; HFH1; forkhead box Q1
Вид	Человек
GeneID	94234
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого FOXQ1 (NP_150285.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9C009
Молекулярный вес белка	41kDa
Доставка	Сумка-холодильник